









dawka  
deponowana na 1  
minutę zabiegu,IP  
= 20% RCT

wiek	6 mcy	1 rok	2 lata	3 lata	4 lata	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat	13 lat	14 lat	15 lat	16 lat
TV w ml	50	75	97	115	130	145	155	160	186	213	241	272	304	338	374	412	451
czas trwania wdechu w sek	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
EasY (*L)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Maxi 2012 (*C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Maxi (*C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
PRO (*C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
NEB 100B (*L)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Voyage Perfecta (*C)	24	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
NA 100 (*L)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Kardioline KL600 (*C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Kardioline KL650 (*C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
PIC Solution Air Family II (*L)	24	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
InnoSpire Essence (*L)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
InnoSpire Elegance (*C)	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
PIC Solution Mr Carrot, Mr Pingui (*L)	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
PIC Solution Mr Hippo (*L)	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
PIC Solution Air Spinny (*L)	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Easy EVO (*L)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Securaneb Plus (*C)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
INQUA NEBplus /Parl Basic (*C)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*<sup>1</sup>) C=praca ciągła, L=praca limitowana czasowo. Wyliczenia przeprowadzono dla 1 fiołki leku o stężeniu 0,5mg/1ml (500µg/1ml) i objętości 2 ml, to jest dla dawki nominalnej 1000µg.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie ma gwarancji, że publikowane dane techniczne zachowają w przyszłości pełną aktualność, nie zawierają braków lub błędów. Zamieszczone opisy, dane techniczne itp. produktów, nie są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te, nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do samodzielnego stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem.